

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ng2/Cspg4 [Validato Ko] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Numero articolo: CM0027710



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro NG2/CSPG4 umano (SWISS Q6UVK1). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla migrazione cellulare, angiogenesi e melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] NG2/CSPG4 Rabbit pAb
Note/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; G4
Specie	Umano
GeneID (umano)	1464
GeneID	1464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1340-1563 di NG2/CSPG4 umano (NP_001888.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio