


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ngb (Neuroglobina) Per Wb Ed Elisa - Q9Npg2

Numero articolo: CM0028939



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la neuroglobina umana (NGB), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso il topo. Adatto per la ricerca su ipossia, neuroprotezione e tessuto cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | NGB Rabbit pAb                                                                                                        |
| Note/Alias          | NGB                                                                                                                   |
| Specie              | Umana                                                                                                                 |
| ID Gene (Umano)     | 58157                                                                                                                 |
| ID Gene             | 58157                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-151 della NGB umana (NP_067080.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                             |
| Reattività Crociata | Topo                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9NPG2                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 17kDa                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |