


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ngdn Per Wb Ed Elisa - Q8Nej9

Numero articolo: CM0013170



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NGDN umano (Neuroguidina), raccomandato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Adatto per studi sulla biogenesi dei ribosomi, regolazione della traduzione e sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NGDN Rabbit pAb
Note/Alias	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Specie	Umano
ID Gene	25983
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-209 di NGDN umano (NP_001036100.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8NEJ9
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio