


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ngdn Per Wb, Elisa - Q8Nej9

Numero articolo: CM0014704



introduzione

NGDN Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso Uomo, Topo e Ratto. Ideale per lo studio della biogenesi dei ribosomi e della regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NGDN Rabbit pAb
Note/Alias	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	25983
GeneID	25983
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-209 di NGDN umano (NP_001036100.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NEJ9
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio