

Anticorpo Policlonale Anti-Ngf Per Wb, Elisa - P01138

Numero articolo: CM0017084



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NGF umano (Fattore di crescita nervoso Beta), validato per WB e ELISA, reagisce con umano e topo. Adatto per studi sullo sviluppo neuronale e la neuropatia. - P01138

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NGF Rabbit pAb
Note/Alias	NGFB; HSN5; Beta-NGF; NGF
Specie	Umano
GeneID (umano)	4803
GeneID	4803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-241 della NGF umana (NP_002497.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P01138
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio