

## Anticorpo Policlonale Anti-Ngf Per Wb, Elisa - P01138

Numero articolo: CM0015794



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di crescita nervoso beta (NGF) umano. Adatto per Western blot (WB) ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi di neurobiologia e di segnalazione dei fattori di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NGF Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Note/Alias          | NGFB; HSAN5; Beta-NGF; NGF                                                                                                                           |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                 |
| ID genico (uomo)    | 4803                                                                                                                                                 |
| ID genico           | 4803                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-241 dell'NGF umano (NP_002497.2)) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                                          |
| SWISS               | P01138                                                                                                                                               |
| Peso della proteina | 27 kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                   |