


Anticorpo Monoclonale Anti-Ngly1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96lv0

Numero articolo: CM0007437



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NGLY1 (Peptide-N(4)-(N-acetil-beta-glucosaminil)asparagine ammidasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Ideale per studi su ERAD e degradazione delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NGLY1 Rabbit mAb
Note/Alias	CDDG; PNG1; CDG1V; PNG-1; PNGase; NGLY1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55768
GeneID	55768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di NGLY1 umano (NP_060767.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96lv0
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio