

Anticorpo Monoclonale Anti-Nhlh1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Numero articolo: CM0006459

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NHLH1 umano (HEN1, NSCL, bHLHa35). Adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunoprecipitazione ed ELISA. Rilevante per studi sulla determinazione del tipo cellulare e sullo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-NHLH1
Note/Alias	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4807
GeneID	4807
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-60 di NHLH1 umano (NP_005589.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q02575
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio