

Anticorpo Monoclonale Anti-Nhlh1 Per Wb, Ip, Elisa, Chip - Q02575

Numero articolo: CM0006164

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-NHLH1 di coniglio convalidato per WB, IP, ELISA, ChIP. Prende di mira la proteina NHLH1 umana (bHLHa35), un fattore di trascrizione neuronale basic helix-loop-helix implicato nella differenziazione cellulare. Ideale per la ricerca di neurobiologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NHLH1 Rabbit mAb
Note/Alias	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4807
GeneID	4807
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-60 della NHLH1 umana (NP_005589.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q02575
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio