

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nhlh1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Numero articolo: CM0024139

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce NHLH1 umano (proteina helix-loop-helix 1, bHLHa35). Convalidato per applicazioni WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Specifico per campioni umani; ideale per la ricerca in neurobiologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NHLH1 Rabbit pAb
Note/Alias	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4807
GeneID	4807
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-60 di NHLH1 umano (NP_005589.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q02575
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca refrigerante