

Anticorpo Policlonale Anti-Nhlrc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Vvb1

Numero articolo: CM0027417

introduzione

Anticorpo policlonale Anti-NHLRC1 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Punta la ligasi E3 ubiquitina malin, coinvolta nel metabolismo del glicogeno e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NHLRC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2; NHLRC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	378884
GeneID	378884
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-280 di NHLRC1 umano (NP_940988.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6VVB1
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio