

## Anticorpo Monoclonale Anti-Nhlrc1/Malin Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Vvb1

Numero articolo: CM0008825

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina umana NHLRC1/Malin, validato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Immunogeno ricombinante, peso molecolare previsto 42kDa. Ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione e l'epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | mAb di Coniglio NHLRC1/Malin                                                                                                  |
| Note/Alias            | EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2                                                                                                |
| Specie                | Umana                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)       | 378884                                                                                                                        |
| ID Gene               | 378884                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 79-280 di NHLRC1 umana (NP_940988.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umana                                                                                                                         |
| SWISS                 | Q6VVB1                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 42kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                             |