

Anticorpo Policlonale Anti-Nhp2 Per Wb, Elisa - Q9Nx24

Numero articolo: CM0030241



introduzione

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-NHP2 per applicazioni WB e ELISA. Rileva NHP2 umano e di ratto (sottounità 2 del complesso ribonucleoproteico H/ACA), coinvolto nella biogenesi dei ribosomi e nella manutenzione dei telomeri. Validato su campioni umani e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NHP2 Rabbit pAb
Note/Alias	DKCB2; NHP2P; NOLA2; NHP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55651
GeneID	55651
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-153 di NHP2 umano (NP_060308.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NX24
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio