

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nid1 Per Wb, Elisa - P14543

Numero articolo: CM0030254

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb) NID1 validato per Western blot (WB) ed ELISA su campioni umani. Bersaglia nidogen-1/entactina, essenziale per l'integrità della membrana basale e la ricerca sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio NID1
Note/Alias	NID; NID1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-400 di NID1 umano (NP_002499.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P14543
Peso Proteico	136kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio