


Anticorpo Monoclonale Anti-Niemann Pick C1 Per Wb - O15118

Numero articolo: CM0006059



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina umana Niemann Pick C1 (NPC1). Adatto per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Validato per la ricerca sul trasporto del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Niemann Pick C1
Note/Alias	NPC; POGZ; SLC65A1; Niemann Pick C1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4864
GeneID	4864
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1179-1278 della proteina umana Niemann Pick C1 (O15118).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15118
Peso Proteico	142 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio