

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ninein (Nin/Sckl7) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4C6

Numero articolo: CM0028844

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro Ninein (NIN/SCKL7) umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca su centrosomi e microtubuli. SWISS: Q8N4C6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NIN Rabbit pAb
Note / Alias	SCKL7; NIN
Specie	Uomo
GenelD	51199
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-287 della proteina NIN umana (NP_891991.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N4C6
Peso proteico	243kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio