


Anticorpo Policlonale Anti-Ninj1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - O70131

Numero articolo: CM0030495



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NINJ1 (Ninjurin-1) di topo, adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce la regione N-terminale (aa 1-152). Ideale per studiare la morte cellulare, l'infiammazione e la neurobiologia in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	NINJ1 Rabbit pAb
Note/Alias	NIN1; NINJURIN
Specie	Topo
GeneID (umano)	4814
GeneID	18081
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-152 di NINJ1 di topo (NP_038638.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O70131
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio