

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ninj1 Per Wb, Elisa - Q92982

Numero articolo: CM0023781



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro Ninjurina-1 (NINJ1) umana. Validato per WB e ELISA; presenta reattività crociata con specie umana, topo e ratto. Adatto per studi sulla morte cellulare programmata, infiammazione e danno nervoso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	NINJ1 Rabbit pAb
Note/Alias	NIN1; NINJURIN; NINJ1
Specie	Umana
ID gene (umano)	4814
ID gene	4814
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della NINJ1 umana (NP_004139.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q92982
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio