

Anticorpo Policlonale Anti-Nip7 Per Wb E Elisa - Q9Y221

Numero articolo: CM0031074



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NIP7 (20 kDa) validato per WB e ELISA, reattivo con uomo e topo. Bersaglia la proteina NIP7 omologa coinvolta nella biogenesi del ribosoma 60S, implicata nel processamento nucleolare del pre-rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NIP7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KD93; CGI-37; HSPC031; NIP7
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51388
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 della NIP7 umana (NP_057185.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y221
Peso proteico	20 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio