

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nipsnap1 Per Wb, Elisa - Q9Bpw8

Numero articolo: CM0019458

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NIPSNAP1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della mitofagia e della disfunzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NIPSNAP1 Rabbit pAb
Note/Alias	NIPSNAP1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8508
GenelD	8508
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-145 di NIPSNAP1 umano (NP_003625.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BPW8
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio