

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nkd1 Per Wb, Elisa - Q969G9

Numero articolo: CM0024187

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio NKD1 per applicazioni WB e ELISA, diretto contro la proteina NKD1 umana. Adatto per la ricerca sulla via di segnalazione Wnt. Fornito da CamelBio per le esigenze di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NKD1 Rabbit pAb
Note/Alias	Naked1; NKD1
Specie	Umana
GenelD (Umana)	85407
GenelD	85407
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q969G9
Peso molecolare proteico	52 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio