

Anticorpo Policlonale Anti-Nkrf Per Wb, Elisa - O15226

Numero articolo: CM0027950



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NKRF umano (fattore di repressione NF-kappa-B) per Western blot e ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione. UniProt O15226.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NKRF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NRF; ITBA4; NKRF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55922
GeneID	55922
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 391-690 di NKRF umano (NP_060014.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15226
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio