

Anticorpo Monoclonale Anti-Nkx2-1 Per Wb E Elisa - P43699

Numero articolo: CM0005316

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NKX2-1 di alta qualità validato per Western blot e ELISA. Adatto per campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del fattore di trascrizione tiroideo 1 (TTF-1) nello sviluppo della tiroide e del polmone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NKX2-1 Rabbit mAb
Note / Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMT1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7080
GeneID	7080
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 20-110 di NKX2-1 umano (NP_003308.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P43699
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio