

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nkx2-1 Per Ihc-P, Elisa - P43699

Numero articolo: CM0006658

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-NKX2-1 ad alta specificità convalidato per IHC-P ed ELISA, adatto per la ricerca sulla tiroide e sul polmato; cross-reagisce con umano, topo, ratto. Materiale prima IVD ideale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NKX2-1 Coniglio mAb
Note/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7080
Gene ID	7080
Immunogeno	Proteina ricombinante di NKX2-1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43699
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio