

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nkx2-1 Per Wb, Elisa - P43699

Numero articolo: CM0030339

introduzione

CamelBio offre anticorpi policlonali di coniglio contro NKX2-1 (TTF-1, P43699), validati per WB e ELISA. Riconosce NKX2-1 umano e di ratto, ideale per la ricerca sullo sviluppo della tiroide e del polmone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NKX2-1 Rabbit pAb
Note/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7080
GeneID	7080
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-110 di NKX2-1 umano (NP_003308.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P43699
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio