

Anticorpo Policlonale Anti-Nkx2-2 Per Wb E Elisa - 095096

Numero articolo: CM0030595

introduzione

Anticorpo Policlonale di coniglio anti-NKX2-2 convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con l'uomo. Il target è un attivatore trascrizionale coinvolto nello sviluppo delle cellule beta pancreatiche e nella guida neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NKX2-2 Rabbit pAb
Note / Alias	NKX2B; NKX2.2; NKX2-2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4821
GeneID	4821
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 102-201 della proteina NKX2-2 umana (NP_002500.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	095096
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio