

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nkx2-5 Per Wb, Elisa - P52952

Numero articolo: CM0027513



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NKX2-5 (CSX) umano per WB ed ELISA.

Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

Adatto per la ricerca sullo sviluppo cardiaco e splenico e per studi sulle malattie cardiache congenite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NKX2-5 Rabbit pAb
Note/Alias	CSX; CSX1; VSD3; CHNG5; HLHS2; NKX2E; NKX2.5; NKX4-1; NKX2-5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1482
GeneID	1482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 di NKX2-5 umano (NP_004378.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52952
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio