

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nkx3-2 Per Wb, Elisa - P78367

Numero articolo: CM0029732

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting NKX3-2 umano, adatto per WB e ELISA. Cross-reatta con NKX3-2 di topo e ratto. Ideale per lo studio della maturazione dei condrociti, dello sviluppo scheletrico e della morfogenesi intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NKX3-2 Coniglio pAb
Note/Alias	SMMD; BAPX1; NKX3B; NKX3.2; NKX3-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	579
GeneID	579
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-180 di NKX3-2 umano (NP_001180.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P78367
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio