

Anticorpo Monoclonale Anti-Nkx3.1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99801

Numero articolo: CM0006465



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NKX3.1, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce NKX3.1 umano, murino e di ratto. Peso molecolare previsto 26 kDa. Adatto per studi sul cancro alla prostata e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NKX3.1 Rabbit mAb
Note/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Specie	Umano
GeneID	4824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di NKX3.1 umano. (NP_006158.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99801
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio