

Anticorpo Policlonale Anti-Nkx3.1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99801

Numero articolo: CM0021049



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NKX3.1, validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Adatto per campioni umani e murini, ideale per la ricerca sullo sviluppo della prostata e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NKX3.1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4824
GeneID	4824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 di NKX3.1 umano (NP_006158.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99801
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio