

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nkx3.1 Per Wb E Elisa - Q99801

Numero articolo: CM0002181



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NKX3.1 di alta qualità validato per WB e ELISA. Riconosce la proteina NKX3.1 umana, un fattore di trascrizione oncosoppressore specifico della prostata. Ideale per la ricerca sul cancro della prostata e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NKX3.1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Specie	Umana
GeneID (umano)	4824
GeneID	4824
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-234 della NKX3.1 umana (Q99801)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q99801
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio