

Anticorpo Policlonale Anti-Nkx6-1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78426

Numero articolo: CM0023661

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio NKX6-1 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo, ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione essenziale per lo sviluppo delle cellule beta e dei neuroni motori. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NKX6-1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NKX6A; NKX6.1; NKX6-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4825
GeneID	4825
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P78426
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio