

Anticorpo Policlonale Anti-Nlgn4Y Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nfz3

Numero articolo: CM0029884

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting NLGN4Y, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reatta con umano, topo e ratto. Utile per lo studio dell'adesione cellulare e della formazione delle sinapsi nel cervello e nei testicoli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLGN4Y Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HNL4Y; NLGN4Y
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	22829
Gene ID	22829
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 122-256 di NLGN4Y umano (NP_001157710.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NFZ3
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio