

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nlk Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ube8

Numero articolo: CM0002156

introduzione

CamelBio offre un anticorpo monoclonale coniglio contro NLK umano (chinasi simile a nemo), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Indirizza la regolazione del destino cellulare e le vie di segnalazione delle chinasi legate al cancro (UniProt Q9UBE8, ~58 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLK mAb coniglio
Osservazioni/Alias	NLK; nemo like kinase; LAK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51701
GeneID	51701
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 400-500 di NLK umano (NP_057315.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UBE8
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio