

## Anticorpo Policlonale Anti-NlN (Coniglio) Per Wb Ed Elisa - Q9Byt8

Numero articolo: CM0014004



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NLN umana (neurolisina), una metalloproteasi mitocondriale. Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con umano e ratto. Utile per lo studio della degradazione dei neuropeptidi e della segnalazione dei cannabinoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro               | Valore                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto           | NLN pAb Coniglio                                                                                                                |
| Osservazioni/Pseudonimo | MEP; MOP; AGTBP; EP24.16; NLN                                                                                                   |
| Specie                  | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)          | 57486                                                                                                                           |
| GeneID                  | 57486                                                                                                                           |
| Immunogeno              | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 630-704 della NLN umana (NP_065777.1). |
| Sorgente                | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria               | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione            | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività Crociata     | Umano, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS                   | Q9BYT8                                                                                                                          |
| Peso Proteico           | 81kDa                                                                                                                           |
| Spedizione              | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |