

Anticorpo Policlonale Anti-Nlrc4 Per Wb - Q3Up24

Numero articolo: CM0023086



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NLRC4 per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto (SWISS: Q3UP24). Adatto per la ricerca sull'inflammasoma e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-NLRC4
Note/Alias	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Specie	Topo
GeneID (umano)	58484
GeneID	268973
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 71-170 di NLRC4 murino. (NP_001028539.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q3UP24
Peso della proteina	116 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante