


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nlrc4 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Npp4

Numero articolo: CM0030849



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-NLRC4 per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Convalidato per Uomo, Topo, Ratto. Proteina 4 della famiglia NLR contenente dominio CARD, componente chiave dell'inflammasoma nell'immunità innata. Ideale per immunorilevazione e ricerca sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NLRC4 Rabbit pAb
Note/Alias	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Specie	Uomo
GenelD (umano)	58484
GenelD	58484
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 85-170 di NLRC4 umano (NP_001186067.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPP4
Peso proteico	116 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco