

Anticorpo Policlonale Anti-Nlrc5 Per Wb, Elisa - Q86Wi3

Numero articolo: CM0022786

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NLRC5, validato per Western blot ed ELISA. Rileva NLRC5 umano e presenta reattività crociata con il topo. Ideale per studi sulle vie di segnalazione di NF-kappa-B e dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLRC5 Rabbit pAb
Note/alias	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Specie	Uomo
GenelD (umano)	84166
GenelD	84166
Immunogeno	Proteina ricombinante di NLRC5 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q86WI3
Peso della proteina	205 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante