

Anticorpo Policlonale Anti-Nlrc5 Coniglio Per Wb, Elisa - Q86Wi3

Numero articolo: CM0020682

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NLRC5 umano (NOD4, NOD27, CLR16.1), adatto per WB ed ELISA con reattività crociata su topo. Ideale per studiare la segnalazione NF-kB/IFN nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale NLRC5 Coniglio (pAb)
Note/Alias	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Specie	Umana
ID Gene	84166
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di NLRC5 umano (NP_115582.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q86Wi3
Peso Molecolare Proteina	205 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio