


Anticorpo Policlonale Anti-Nlrp10 Coniglio - Q86W26

Numero articolo: CM0023575



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a NLRP10 (NALP10) umano. Adatto per WB e ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Ideale per studi sull'immunità innata e sulle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLRP10 pAb coniglio
Note/Alias	NOD8, PAN5, PYNOD, NALP10, CLR11.1, NLRP10
Specie	Umano
Gene ID	338322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di NLRP10 umano (NP_789791.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86W26
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio