

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Nlrp11 Per Wb, Elisa - P59045

Numero articolo: CM0014905

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit NLRP11 per WB e ELISA su campioni umani, diretto alla proteina contenente domini NACHT, LRR e PYD coinvolta nell'infiammazione. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NLRP11 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NOD17; PAN10; NALP11; PYPAF6; PYPAF7; CLR19.6; NLRP11
Specie	Uomo
GeneID	204801
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P59045
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio