

Anticorpo Policlonale Anti-Nlrp12 Per Wb, Elisa - P59046

Numero articolo: CM0014326



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NLRP12 validato per WB ed ELISA nell'uomo, con reattività crociata nei ratti. NLRP12 è un importante modulatore dell'infiammazione, inibendo la segnalazione di NF- κ B, NOD2 e RIGI. Ideale per la ricerca in immunologia e nelle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLRP12 Rabbit pAb
Note/alias	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Specie	Uomo
ID gene	91662
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 862-1061 di NLRP12 umano (NP_653288.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P59046
Peso della proteina	120 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio