


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nlrp12 Per Wb Ed Elisa - P59046

Numero articolo: CM0029140



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NLRP12 umano (Monarch-1, P59046) validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare l'infiammazione, la segnalazione NF- κ B e la regolazione immunitaria nei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	NLRP12 Rabbit pAb
Note/Alias	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Specie	Umano
GeneID (Umano)	91662
GeneID	91662
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P59046
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio