

## Anticorpo Policlonale Anti-Nlrp2 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx02

Numero articolo: CM0028639



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NLRP2 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva NLRP2 endogeno in campioni umani e murini. Utile per ricerche sull'infalmasoma e sulla segnalazione NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NLRP2 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | NBS1; PAN1; NALP2; PYPAF2; CLR19.9; NLRP2                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (umano)      | 55655                                                                                                                          |
| GeneID              | 55655                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 665-820 di NLRP2 umano (NP_060322.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                                   |
| SWISS               | Q9NX02                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 121kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |