


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nlrp3 Per Wb, Elisa - Q96P20

Numero articolo: CM0010196



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia NLRP3 umano, un sensore chiave dell'inflammasoma. Validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani. Peso molecolare ~118 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NLRP3 Rabbit mAb
Note / Alias	ALI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
Specie	Umana
GeneID (Umana)	114548
GeneID	114548
Immunogeno	Proteina ricombinante di NLRP3 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96P20
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio