


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nlrp3 Per Wb, Ip, Elisa - Q96P20

Numero articolo: CM0012758



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NLRP3 umano, validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Strumento essenziale per lo studio dell'attivazione dell'inflammasoma NLRP3, della secrezione di IL-1 β /IL-18, della piroptosi e della differenziazione Th2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLRP3 Rabbit mAb
Note/Alias	AII; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
Specie	Umano
ID del gene (umano)	114548
ID del gene	114548
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-210 di NLRP3 umano (NP_004886.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96P20
Peso della proteina	118 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante