

Anticorpo Policlonale Anti-Nlrp5 Per Wb, Elisa - P59047

Numero articolo: CM0025773



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NLRP5 (MATER, NALP5), validato per applicazioni Western blot ed ELISA in campioni di origine umana, murina e ratta. Adatto per lo studio del complesso materno subcortale e dello sviluppo embrionale precoce.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NLRP5 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	MATER, NALP5, PAN11, PYPAF8, CLR19.8, NLRP5
Specie	Umana
GeneID	126206
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-256 della proteina NLRP5 umana (NP_703148.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P59047
Peso molecolare della proteina	134kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio