


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nlrp6 Per Wb, Elisa - P59044

Numero articolo: CM0010398



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità specifico per NLRP6 umano, validato per applicazioni WB e ELISA. Adatto per ricerche sull'attivazione dell'infiarماسoma, l'immunità innata e i meccanismi di difesa dell'ospite. Swiss-Prot: P59044.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NLRP6 Rabbit mAb
Note/Alias	AVR; NAVR; PAN3; NALP6; PYPAF5; CLR11.4; NAVR/AVR
Specie	Umana
ID gene (Umano)	171389
ID gene	171389
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 793-892 di NLRP6 umano (NP_612202.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P59044
Peso proteico	99 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio