

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nlrp6 Per Wb, Elisa - Q91Ws2

Numero articolo: CM0019991

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting Nlrp6 di topo per WB e ELISA. Riconosce Nlrp6 di topo e ratto. Utile per studi sulla biologia dell'infiammasoma, l'immunità mucosale intestinale e le interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Nlrp6 Rabbit pAb
Note/Alias	Avr; Navr; Nalp6; Pypaf5; Non-AVR; Navr/Avr; Nlrp6
Specie	Topo
GenelD	101613
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 124-237 del Nlrp6 di topo (NP_598707.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q91WS2
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio