


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-NlrX1 (Validato Ko) Per Wb, Elisa - Q86Ut6

Numero articolo: CM0022669



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO che bersaglia NLRX1, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studiare l'immunità innata antivirale, l'autofagia e le vie dell'inflammasoma NLRP3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] NLRX1 Rabbit pAb
Note / Alias	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; X1
Specie	Uomo
Gene ID	79671
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 87-360 di NLRX1 umano (NP_001269073.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86UT6
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio